

DEZINFEKČNÍ PROGRAM

oblast použití		přípravek	účinná látka	ředění	expozice	účinnost	způsob aplikace
 RUCE	HYGIENICKÁ DEZINFEKCE	STERILLIUM MED MANUSEPT BASIC ProCura OP Sept Basic ProCura Gel	alkohol	konc.	20 - 30 s	ABTV A(B)TV A(B)TV ABTV ABTV	3 ml dezinfekčního prostředku nanést na suché ruce, vtírat stanoveným postupem minimálně 20 - 30 s podle doporučení výrobce. RUCE UDRŽOVAT VLNKÉ PO CELOU EXPOZIČNÍ DOBU !
	CHIRURGICKÁ DEZINFEKCE	STERILLIUM MED STERILLIUM MANUSEPT BASIC ProCura OP Sept Basic ProCura Gel	alkohol	konc.	60 - 120 s	ABTV A(B)TV A(B)TV ABTV ABTV	10ml dezinfekčního prostředku postupně vtírat po výrobce předepsanou dobu do suché pokožky rukou a předloktí do úplného zaschnutí. RUCE UDRŽOVAT VLNKÉ PO CELOU EXPOZIČNÍ DOBU !
 POKOŽKA	DEZINFEKCE POKOŽKY A OPERAČNÍHO POLE	SOFTASEPT N bezbarvý / barvený	alkohol	konc.	15 s - 2,5 min	ABTV	Pokožku důkladně smotit, nechat zaschnout. Dodržovat expozici dle dezinfikované oblasti. Barvený dezinfekční roztok je vhodný pro vymezení operačního pole.
		BRAUNODERM nebarvený / barvený	alkohol + PVP jód	konc.	15 s - 10 min	ABTV	
		CHLOHEXIDIN 2% ALKOHOLIC nebarvený /barvený	alkohol + chlorhexidin	konc.	15 s - 2,5 min	A(B)TMV	Pokožku otřít a nechat zaschnout. Vhodný k zavádění a ošetřování okolí žilních vstupů.
	NA SLIZNICE A RÁNY	BRAUNOL	vodný roztok PVP jodu	kone/ředění	1 min	ABCTV	Sliznici důkladně smotit a dodržet dobu expozice. BRAUNOL - případné ředění dle příbalové informace.
		SKINSEPT MUCOSA	chlorhexidin + peroxid vodíku + etanol	konc.	1 min	A(B)V	
		OCTENISEPT (pouze pro spec. pracoviště)	octenidin hydrochlorid	konc.	1 - 5 min	A(B)V	Dezinfekce kůže novorozenců a kojenců do 6. měsíce věku. Antisepte sliznic a ran.
	PŘEDOPERAČNÍ MYTÍ DEKOLONIZACE PACIENTŮ S MRSA	PRONTODERM	polyhexanid + betain	Předoperační mytí : přípravek vtírat do osušené pokožky včetně obličeje a vlhkých vlasů. Nechoť zaschnout a neoplachovat. Dekolonizace MRSA; dle metodiky.			
 NÁSTROJE	DEKONTAMINACE CHIRURGICKÉHO INSTRUMENTÁRIA, NÁSTROJŮ A POMŮCEK	STABIMED	amin	2% 1% 0,5%	15 min 30 min 60 min	ABTMV	Dekontaminace: Ponořit do pracovního roztoku po stanovenou dobu expozice. Použitelnost max. 12 hod. Náplň lousce podávky: Helipur H+N 1,5%, Stabimed 1%. Použitelnost max. 24 hodin.
		HELIPUR	fenol	1% 3%	15 min 5 min	ABTMV	
		SEKUSEPT Aktiv	aktivní kyslík	1% 1%	15 min 30 min	A(B)TMV ABTMV	
		SEKUSEPT EXTRA N	glutaraldehyd	1%	30 min	A(B)TV	
	MYČKY NÁSTROJŮ a ZP	Řídí se návodem výrobce myčky a návodem výrobce vhodného dezinfekčního prostředku.					
	PRO PŘÍROZENĚ OSÍDLENÉ DUTINY (DIGESTIVNÍ ENDOSKOPY, KOLONOSKOPY, LARYNSKOPIČKÉ LŽICE)	DD (dvoustupňová dezinfekce)					Pro druhou fázi DD. Ponořit do pracovního roztoku včetně naplnění dutin po stanovenou dobu expozice. Poté opláchnout čistěnou vodou a osušit. Roztok v uzavřené nádobě lze používat: STABIMED - 14dní, SEKUSEPT Aktiv - 1den
		SEKUSEPT Aktiv	aktivní kyslík	1%	30 min	ABTMV	
	PRO NEOSÍDLENÉ DUTINY (BRONCHOSKOPY, CYSTOSKOPY, OPERAČNÍ ENDOSKOPY)	VSD (vyšší stupeň dezinfekce)					Pro druhou fázi VSD. Ponořit do pracovního roztoku včetně naplnění dutin po stanovenou dobu expozice. Poté opláchnout sterilní vodou a osušit. Roztok v uzavřené nádobě lze používat: HELIPUR H+N - 14dní, SEKUSEPT Aktiv - 1den
		HELIPUR H+N	glutaraldehyd	4% 6%	30 min 15 min	ABCTV	
		SEKUSEPT Aktiv	aktivní kyslík	2%	15 min	ABCTMV	
 MALÉ PLOCHY	DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	0,5%	30 min	ABCTMV	Vyčistit či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout. Prostředky časově sladit s dezinfekcí velkých ploch. Přípravky MELSEPT SF, INCIDIN Plus, HEXAQUART Forte jsou v 1% koncentraci určeny také k zalití kbeliku EASY WIPES - použitelnost 28 dní .
		MELSEPT SF	glutaraldehyd	0,5%	30 min	ABTV	
		INCIDIN Plus	amin	0,5%	30 min	A(B)TV	
		HEXAQUART Forte (určeno na citlivé povrchy)	KAS	0,5%	30 min	A(B)TV	
	APLIKAČNÍ POMŮČKA NA DEZINFEKCI MALÝCH PLOCH	EASY WIPES	kbelík s jednorázovými utěrkami napuštěnými dezinfekčním roztokem	Aktuální použitý přípravek, koncentrace, expozice a datum plnění musí být vždy uvedeno na etiketě.			Aplikační kbelík naplnit roztokem, před dalším plněním důkladně vymýt.
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH	MELISEPTOL RAPID - sprej	alkohol	konc.	1 min - 5 min	ABTV	Povrch postříkat, rozetřít a nechat zaschnout.
		DESPREJ - sprej	alkohol + KAS	konc.	30s-15 min	A(B)TMV	
		MELISEPTOL HBV- ubrousky	alkohol	konc.	1 min-5 min	ABTV	
	RYCHLÁ DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH Z CITLIVÝCH MATERIÁLŮ (infuzní pumpy, koženka, latex, guma, akrylátové sklo, ultrazv. sondy, atd.)	MELISEPTOL FOAM PURE - pěna	KAS + alkohol	konc.	1 min-5 min	A(B)TV	Nanést pěnu na povrch, rozetřít a nechat zaschnout.
		MELISEPTOL WIPES SENSITIVE - utěrky	KAS + alkohol	konc.	1 min-5 min	A(B)TV	Povrch otřít a nechat zaschnout.
	DEZINFEKCE SPOJEK, KOHOŮTŮ, BEZJEHLÝCH VSTUPŮ V INFUZNÍ LÍNCE	SOFTA CLOTH CHX 2% CITROclorex2%MD	alkohol + chlorhexidin	konc.	1 min	A A(B)TV	Kdykoliv při vstupu do uzavřeného infúzního systému otřít a nechat zaschnout. V případě viditelné kontaminace se postup opakuje.
 VELKÉ PLOCHY	VELKÉ PLOCHY	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	0,25%	60 min	ABCTMV	Vyčistit či omýt pracovním roztokem na mokro a nechat zaschnout. Provoz ploch je možný až po úplném oschnutí.
		MELSEPT SF	glutaraldehyd	0,25%	60 min	ABTV	
		INCIDIN Plus	amin	0,25%	60 min	ABTV	
		PROCURA PE	kyselina peroctová	0,3%	30 min	ABCTMV	
	DEKONTAMINACE při náhodném potřísnění biologickým materiálem	MELISEPTOL RAPID roztok	alkohol	konc.	1 min	ABCTV	Koncentrát nalít na buničinu a tím překrýt biologický materiál. Po uplynutí expozice dokončit úklid plochy.
		CHLORAMIX D granule	chlor	konc.	2 min	ABCTV	Tekutý biologický materiál zasypat granulovaným přípravkem. Po uplynutí expozice granule odstranit a dokončit úklid.
 OSTATNÍ	VÝLEVKY, UMYVADLA, TOALETY, PISOÁRY, SIFONY, PERLÁTORY A SPRCHOVÉ RŮŽICE	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	0,5%	30 min	ABCTMV	Povrch omýt pracovním roztokem a nechat zaschnout. Syfon prolit roztokem v nejvyšší uvedené koncentraci, nebo vložit tabletu do sifonu. Nechoť působit co nejdéle.
		PROCURA Klorsept	troklofen natrium	1 tbl / 1,5 l	30 min	ABCTMV	
	SANITACE NÁDOBÍ A PLOCH PRO STYK S POTRAVINAMI (kuchyňské linky, vnitřní povrch lednice apod.)	OXIPER	aktivní kyslík + KAS	0,5%	30 min	ABCTMV	Nádoby do roztoku ponořit po dobu expozice. Následně důkladně opláchnout pitnou vodou a osušit, nebo umýt v myčce. Plochy omýt pracovním roztokem, opláchnout pitnou vodou a nechat oschnout.
		SAVO Prim	chlor + saponát	3%	30 min	ABCTMV	